



Medifusor - Paineinfuusiopussi

Paineinfuusiopussi on ilmatäytteinen mansetti, joka on tarkoitettu infuusionestepussin paineistamiseen nesteinfuusion nopeuttamiseksi.

- Nylonpäällysteistä PU:ta (polyuretaania) sopii sekä 500 ml:n että 1000 ml:n infuusiopusseille, tarkoitettu kertakäyttöön
- Lisäksi kahta eri kokoa läpinäkyvästä PU:sta, jotka sopivat 500 ml ja 1000 ml infuusiopusseihin, tarkoitettu uudelleenkäyttöön
- Käyttöpaine 0–300 mmHg
- Lue käyttöohje ennen käyttöä

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
604805	Harmaa nylon 500-1000 ml	1/6
604807	Läpinäkyvä 500 ml	1/6
604810	Läpinäkyvä 1000 ml	1/6
Varaosa		
604811	Pumppu jossa kolmitieventtiili sopii kaikkiin mansetteihin	1/30

Os.pakk = pienin toim.erä



Medifusor-paineinfuusiopussi puhdistus ja ylläpito -
Kestokäyttöinen

1. Pyyhi mansetin pinta, letkut ja pumppuosa 70 prosenttisella alkoholilla. Älä pyyhi mittaria. Älä suihkuta alkoholia, jottei nestesumua joudu mittarin sisälle, ja anna kuivua huoneenlämmössä useita minuutteja. Varmista, että mittari on täysin kuiva ennen varastointia.
2. Tarkista säännöllisesti, että mittarin osoitin liikkuu hieman pumpatessa ja, että osoitin pysyy nollassa, kun painetta ei pumpata.

Materiaalit:
nro 6048050 Nylonpäällysteinen PU
nro 604807 läpinäkyvä PU
nro 604810 läpinäkyvä PU
letku ja pumppu PVC:tä

