



Katetrit Nelaton & Tiemann


Tyydyttääksemme eri materiaalien kysyntää voimme nyt tarjota täyden valikoiman pehmeitä ja sileitä tyhjennyskatetreja, jotka on valmistettu täysin PVC:ttömästä materiaalista tai DEHP:ttömästä (ftalaatittomasta) PVC:stä.

- Tyhjennyskatetrit
- Kertakäyttö, DEHP:tön PVC, pituus 40 cm ja 20 cm. Ftalaatiton
- Steriili, yksittäispakattu repäisyppakkaukseen
- Nelaton katetri 40 cm: 6 CH - 20 CH
- Nelaton katetri 20 cm: 6 CH - 16 CH
- Tiemann katetrit (taivutettu kärki) 40 cm: 10 CH - 16 CH
- Värikoodattu oikean koon tunnistamiseksi standardin mukaisesti
- Standardi: SS EN 1616:1997 ja SS-EN ISO 20969:2018
- Lateksiton
- Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com

Tuotenumero PVC tön	Tuotenumero DEHP tön	Koko (CH)	Väri	Os./Kulj.pakk
Nelaton kateter - 40 cm (miehille)				
60613106-2	60613106-1	06	vaal.vihreä	100/600
60613108-2	60613108-1	08	vaal.sininen	100/600
60613110-2	60613110-1	10	musta	100/600
60613112-2	60613112-1	12	valkoinen	100/600
60613114-2	60613114-1	14	vihreä	100/600
60613116-2	60613116-1	16	oranssi	100/600
60613118-2	60613118-1	18	punainen	100/600
60613120-2	60613120-1	20	keltainen	100/600
Nelaton kateter - 20 cm (naisille)				
60613406-2	60613406-1	06	vaal.vihreä	100/600
60613408-2	60613408-1	08	vaal.sininen	100/600
60613410-2	60613410-1	10	musta	100/600
60613412-2	60613412-1	12	valkoinen	100/600
60613414-2	60613414-1	14	vihreä	100/600
60613416-2	60613416-1	16	oranssi	100/600
Tiemann kateter - 40 cm				
60613610-2	60613610-1	10	musta	100/600
60613612-2	60613612-1	12	valkoinen	100/600
60613614-2	60613614-1	14	vihreä	100/600
60613616-2	60613616-1	16	oranssi	100/600

Os.pakk. = pienin toimituserä

Nelaton



Tiemann

