



## Injektioneula turvalliseen tärykalvon läpivientiin

Uusi injektioneula turvalliseen tärykalvon läpivientiin ja välikorvan lääkkeenantoon.

Neulassa on erikoismuotoiltu kärki, jossa kärkiosan pituus on 2 mm ja kärjen ulkohalkaisija vain 0,4 mm. Kärkiosan ollessa ohuempi kuin neula muutoin, kärjen jälkeinen paksumpi ulkokuori indikoi käyttäjälle neulan läpäisseen tärykalvon.

Suunniteltu yhteistyössä Lundin yliopistollisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan professorin Måns Magnussonin kanssa.

Tuotenro	Kuvaus	Väri		Os/Kulj.pakk
6066590	0,4 x 90 mm	liila	luer-lock	10/900

Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu  
Os.pakk = pienin toim.erä