


Taskumaski

- Taskumaski, kertakäyttöinen, käyttövalmis suusta suuhun -elvytykseen painelu-puhalluselvytyksessä.
- Maskia voidaan käyttää sekä aikuisilla että lapsilla. Käyttäessäsi maskia lapsilla, käännä se niin, että pää, jossa sijaitsee Nose-merkki, on sijoitettu leuan alle.
- Maskissa on irrallinen yksisuuntaisella venttiilillä varustettu suukappale, hydrofobinen suodatin sekä liitäntä, johon voidaan tarvittaessa kytkeä happiletku.
- Maskin käyttämiseksi koulutustarkoitukseen (nukella) on lisävarusteena saatavana mm. suukappaleita.
- Standardi: ISO EN 5356-1:2015
- Tehdaspuhdas

Taskumaski

| Tuotenumero | Kuvaus | Os./Kulj.pakk. | |
|-------------|---|----------------|--|
| 6014218 | Rasia, joka sisältää maskin ja suukappaleen. Sopii sekä lapsille että aikuisille. Kertakäyttöinen | 16/128 |  |

Materiaali: Maski: PVC, DINP-pehmenin – Rasia: PP – Joustonauha (lateksiton): PE – Suukappale: PS
Suodatin: PP – Venttiili: PVC-vapaa muovi, silikoni

Lisävarusteet käytettäväksi koulutustarkoituksessa

| Tuotenumero | Kuvaus | Os./Kulj.pakk. | |
|-------------|-----------------------|----------------|---|
| 6014219 | Taskumaskin venttiili | 10/200 |  |

Materiaali: Venttiili: PVC-vapaa muovi, silikoni

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---|
| 6014220 | Taskumaskin venttiili | 10/150 |  |
|---------|-----------------------|--------|---|

Materiaali: Suodatin: PP

| | | | |
|---------|------------------------|---------|---|
| 6014009 | Taskumaskin suukappale | 50/1600 |  |
|---------|------------------------|---------|---|

Materiaali: Suukappale: PS

Os.pakk. = pienin toim.erä