



Makspunktiosetti

- Neula 1,4 x 80 mm, 200 mm letku kartio – ja luer-lock-yhdistäjällä
- Steriilisti yksittäispakattu
- Materiaali: DEHP vapaa PVC / Lääketieteellisesti ruostumatonta terästä
- Sterilointimenetelmä: EO

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj.Pakk
6066140146T	Makspunktiosetti, DEHP vapaa PVC letku	10/300

Os.pakk = pienin toim.erä



Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com