

Lisätarvikkeet infuusioon

Takaiskuventtiili


- Parantaa turvallisuutta rinnakkaisinfuusiossa
- Sekä painovoimaiseen että pumppuinfuusioon
- Estää eri liuosten/infuusionesteiden sekoittumisen toisiinsa
- PVC-vapaa
- Max paine 6 bar
- Kestää verta, lääkkeitä ja lipidejä jopa 72 tuntia
- Täyttövolyymi 0,18 ml



Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
606021	Takaiskuventtiili, läpikuultava	PVC-vapaa	100*/1500
606023	Takaiskuventtiili, sininen	PVC-vapaa	100*/1500

Suojatulpat, PVC-vapaa

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
606050	Tulppa, uros, valkoinen	PVC-vapaa	100*/1500
606051	Tulppa, uros/naaras, valkoinen	PVC-vapaa	100*/1500
606052	Tulppa, uros/naaras, sininen	PVC-vapaa	100*/1500
606053	Tulppa, uros/naaras, punainen	PVC-vapaa	100*/1500



Virtauksen varmistin

Letkuun asennettuna estää letkua menemästä mutkalle ja varmistaa vapaan virtauksen. Letku asetetaan varmistimen päälle ja painetaan kiinni kummaltakin puolelta. Hyödyllinen asennettuna lähelle iv-katetria, mutta käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

- Helppokäyttöinen
- Voidaan myös siirtää paikalleen asetuksen jälkeen
- PVC-vapaa



Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR700	Virtauksen varmistin	PVC-vapaa	100*/3000

Materiaali:
 Takaiskuventtiili: silikoni/SAN
 Suojatulppa: PE/PP
 Virtauksen varmistin: PP

Sterilointimenetelmä: EO
 Kaikki tuotteet on yksittäispakattu
 repäisyypakkaukseen
 * = pienin tilausmäärä