

Näytteenottoasetti

- Näytteenottoasetti eritenäytteiden suljettuun keräämiseen, yksinkertainen ja turvallinen tapa käsitellä näytteitä.
- Täydellinen setti, jossa mukana kartiokärki imuletkun ja imukatetrin liittämistä varten, 14 CH, pehmeällä pyöristetetyllä kärjellä.
- Läpinäkyvä ml-asteikolla varustettu säiliö lisäkorkilla, 25 ml
- Kaikki samassa paketissa, sinun tarvitsee liittää vain imuletku
- Steriili

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6066560-1	Näytteenottoasetti	50/200	

Materiaali: Imukatetri/letku: DEHP-vapaa PVC – Säiliö: Polypropyleeni
Korkki: ABS/polypropyleeni – Suodatin: Hydrofobinen, PTFE

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6066561	Näytteenottoasetti	50/200	

Materiaali: Imukatetri/letku: TPE-polyfeeniiniseos – Säiliö: Polypropyleeni
Korkki: ABS/polypropyleeni – Suodatin: Hydrofobinen, PTFE