

# Jatkoletkut

- Saatavana eri pituuksina 30–300 cm
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttöä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Letku 2,9 x 4,1 mm tai 1 x 2 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)
- Mikrolumen ja pieni sisätilavuus
- Saatavana neulattomalla liittimellä ja/tai takaiskuventtiilillä/antisifoniventtiilillä
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Osassa tuotteista myös UV-suoja 200–600 nm
- MR-yhteensopiva

## Jatkoletku infuusioon 2,9 x 4,1 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL80162P	30 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80161P	50 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80170P	75 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MR04106310	100 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80166P	120 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80164P	150 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80167P	200 cm	PVC-vapaa	10/100*



## Jatkoletku ruiskupumppuun 1 x 2 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL04100103	30 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80070P	75 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100115	150 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MP1501	150 cm	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL04100120	200 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MP2001	200 cm	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL04100130	300 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100115P	150 cm, UV-suoja	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100120P	200 cm, UV-suoja	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100215	150 cm, takaiskuventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100220	200 cm, takaiskuventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100230	300 cm, takaiskuventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100315	150 cm, antisifoniventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100320	200 cm, antisifoniventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL04100330	300 cm, antisifoniventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80150P	150 cm, neulaton liitin	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80200P	200 cm, neulaton liitin	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80150PP	150 cm, takaiskuventtiili, neulaton liitin	PVC-vapaa	10/100*
60SRL80200PP	200 cm, takaiskuventtiili, neulaton liitin	PVC-vapaa	10/100*

**Materiaali:**  
 Letku: TPE/PUR/PVC DEHP-vapaa  
 Luer-liitin: ABS  
 Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE  
 Puristin: PP

**Suojatulppa:** PP  
 Takaiskuventtiili: SAN/MABS/silikoni  
 Antisifoniventtiili: PC/silikoni  
 Neulaton liitin: PC/silikoni

**Sterilointi:** EO  
 Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu  
 repäisypakkaukseen  
 \* = pienin tilausmäärä