




## Erikoisneula, mandriinilla ja ilman

- Injektio/aspiraationeulat erityismuotoillulla kärjellä
- Moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin
- Kertakäyttöinen, yksittäispakattu steriili repäisypakkaus
- Kirurgista ruostumatonta terästä. Luer-Lock: PP/PE. Suojus: PP
- Valmistaja: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)




### Erikoisneula - Quincke hionta

Tuotenro	Väri	mm	G	Kulma	Os./Kulj.pakk.
6062612380		0,6 x 80	23	14	50/1500
6062590715		0,7 x 150	22	14	20/600
6062590720		0,7 x 200	22	14	20/600
6062612180		0,8 x 80	21	14	50/1500
6062600093		0,9 x 110	20	14	20/600
6062620091		0,9 x 120	20	14	20/600
6062630090		0,9 x 150	20	14	20/600
6062630192		0,9 x 200	20	14	20/600
6062630195		0,9 x 250	20	14	30/450
6062610126		1,2 x 115	18	14	20/600
6062600184		1,7 x 110	15	20	20/600
6062611480		2,0 x 80	14	20	50/1500
6062610209		2,0 x 115	14	20	20/600
6062610215		2,0 x 150	14	20	20/600
6062610220		2,0 x 200	14	20	20/600




### Erikoisneula mandriinilla - Quincke hionta

Tuotenro	Väri	mm	G	Kulma	Os./Kulj.pakk.
6062570478		0,7 x 40	22	24	20/600
6062570775		0,7 x 70	22	24	20/600
6062570973		0,7 x 90	22	24	20/600
6062570980		0,7 x 120	22	24	20/600
6062570999		0,9 x 90	20	24	20/600
6062571000		0,9 x 120	20	24	20/600
6062571020		0,9 x 150	20	24	20/600
6062571120		1,2 x 100	18	24	20/600
6062572020		1,2 x 150	18	24	20/600



### Erikoisneula, röntgenosastolle - Quincke hionta

Tuotenro	Väri	mm	G	Kulma	Os./Kulj.pakk.
662620091	Läpinäkyvä	0,9 x 120	20	14	20/600
662630090	Läpinäkyvä	0,9 x 150	20	14	20/600
662630192	Läpinäkyvä	0,9 x 200	20	14	20/300



Os.pakk. = pienin toim.erä