



## 50/60 ml Ruisku

- Luer Lock liitântär
- Tarkka
- Lääkeresistentti
- Tasainen liuku
- Hyvä ote/pito



Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
6063156000	Luer lock	50/200

Os.pakk = pienin toim.erä

Steriilisti yksittäispakattu  
Sterilointimenetelmä: EO  
Materiaali: PP (polypropyleeni)  
Lateksiton  
Valmistaja: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)