


Lääkesumuttimet

- Aerosolimaskin tai suukappaleen sisältävät nebulisaattiosetit lapsille ja aikuisille
- Nebulisaattorin/lääkeainekupin tilavuus on 6 ml ja se sisältää 1-6 ml merkinnät
- Lääkesumutin toimii hyvin sekä pysty- että vaakatasossa (90° saakka)
- Jännöstilavuus 0,1–0,2 ml, suositeltu virtaus 6–8 l/min
- Tähdemuotoinen happiletku 2,0 tai 2,1 m
- Standardi: EN 5356-1:2015. EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Kertakäyttöinen
- Tehdaspuhdas

Nebulisaattori aerosolimaskilla


Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	PVC-vapaa
6014155	Lapsi, sis. letkun 2,1 m	50/50	
6014154	Aikuinen, sis. letkun 2,1 m	50/50	

Materiaali: Maski/letku: PVC-vapaa – Haitariletku: PE – Nebulisaattori: PS/PP – T-kappale: PP
 Joustonauha (lateksiton): PE – Nenäpidike: alumiini
 Partikkelikoko (MMD) 2,1 µm, kun 6 l/min

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014148	Lapsi, sis. letkun 2 m	50/50	
6014149	Aikuinen, sis. letkun 2 m	50/50	


Materiaali: Maski/letku: PVC ja DINP-pehmenin – Haitariletku: PE – Nebulisaattori: PS/PP
 T-kappale: PP – Joustonauha (lateksiton): PE – Nenäpidike: alumiini
 Partikkelikoko (MMD) 2,1 µm, kun 6 l/min

Nebulisaattiosetti


Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	PVC-vapaa
6014156	Aikuiset ja lapset, suukappaleella ja varaajaletkulla 15 cm, sis. happiletkun. 2,1 m	50/50	


Materiaali: Maski/letku: PVC-vapaa – Haitariletku: PE – Nebulisaattori: PS/PP – T-kappale: PP
 Joustonauha (lateksiton): PE – Nenäpidike: alumiini
 Partikkelikoko (MMD) 2,1 µm, kun 6 l/min

Os.pakk. = pienin toim.erä

Tuoteno	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014150	Aikuiset ja lapset, suukappaleella ja varaajaletkulla 15 cm, sis. happiletkun. 2 m	50/50	
Materiaali: Maski/letku: PVC ja DINP-pehmenin – Haitariletku: PE – Nebulisaattori: PS/PP T-kappale: PP – Joustonauha (lateksiton): PE – Nenäpidike: alumiini Partikkelikoko (MMD) 2,1 µm, kun 6 l/min			

Nebulisaatiotarvikkeet

Tuoteno	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014230	T-liitin, sopii letkuille, joiden ulkohalk. 22 mm	50/200	
Materiaali: T-kappale: PP			

Tuoteno	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014151	Nebulisaattori/lääkecuppi	50/50	
Materiaali: Nebulisaattori: PS/PP			