

AMT Bridle™ Pro

Ainutlaatuinen järjestelmä, joka pitää letkun paikallaan

AMT Bridle™ -letkunkiinnittimellä vältetään

- letkun tahaton irtoaminen
- teipin käyttö herkällä iholla
- kontrolli röntgenkuvaus



Kiinnitysnauha on valmistettu monofilamenttilangasta

AMT Bridle™ Pro Range –letkunkiinnitin

Tuotenumero	Puristimen koko	Väri	Pakkaus
4-420506P *	5 FR/6 FR	Vaaleanvioletti	5
4-420810P	8 FR/10 FR	Turkoosi	5
4-421214	12-14FR	Sininen	5
4-421618	16-18FR	Keltainen	5

* Sopii lapsille - 20 % lyhyempi ohjain



72 % vähemmän irtoamisia käytettäessä AMT Bridle™ -kiinnitintä
Letkujen uudelleen asettaminen lisää kustannuksia ja laskee tuottavuutta.
Raporttien mukaan asennetuista letkuista jopa yli 40 % irtoaa tahattomasti.*

**" Kiinnittimen käyttö estää tahatonta nenä-mahaletkun irtoamista" Gunn SR, Early BJ, Zenati MS, Ochoa JB: JPEN Journal of Parental and Eteral Nutrition 2009, 33(1):50-54*

