

Letkusto – monikäyttöinen

- Anestesiaan ja tehohoitoon
- Silikoniholkit, sileä sisäpinta, kierteinen ulkopinta
- Voidaan desinfioida autoklaavissa 134 °C:seen saakka
- Kaikki letkut ovat diffuusiotiiviitä nukutuskaasulle
- Tehdaspuhdas

Hytrel-letku, lapset

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.
6014187	30 cm, holkki / sisähalk. 15 mm	10/50
6014188	80 cm, holkki / sisähalk.15 mm	10/50
6014189	150 cm, holkki / sisähalk.15 mm	10/20
6014190	180 cm, holkki / sisähalk.15 mm	10/20



Materiaali: HYTREL pehmeä polyesteri – silikoniholkit

Hytrel-letku, aikuinen

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.
6014191	30 cm, holkki / sisähalk.22 mm	10/50
6014192	80 cm, holkki / sisähalk.22 mm	10/50
6014193	150 cm, holkki / sisähalk.22 mm	10/20
6014194	180 cm, holkki / sisähalk.22 mm	10/20



Materiaali: HYTREL pehmeä polyesteri – silikoniholkit

Os.pakk. = pienin toim.erä