


Käyttöaihe:

Tukemiseen ja kiinnitykseen, kevyt kompressio. Varmistaa kestävästi kevyen kompression myös pitkään käytettynä. Voidaan käyttää myös kipsin, lastojen ja liimasiteiden alla. Tukee ja keventää niveliä ja ligamenteja. Käytetään vain vahingoittumattomalle iholle.

Lateksiton kompressiputkisiide

MEDIPLAST DANAGRIP, elastinen tuki- ja kiinnityssiide, kevyt kompressio.

Siteeseen voi leikata reikiä ja viiltoja ilman että se rispaantuu. Voi käyttää yksinkertaisena tai kaksinkertaisena riippuen halutusta kompressiosta. Ilmava, hyvä elastisuus, voi venyttää kolminkertaiseksi leveyteensä verrattuna. Sidoksia on saatavana neljässä eri materiaalissa: valkaisuamaton puuvilla, valkaistu puuvilla, viskoosi ja bambu.

DANAGRIP – Valkaisuamaton Puuvilla

Puuvilla, Elastaani, Polyamidi

Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

DANAGRIP – Valkaistu Puuvilla

Puuvilla, Elastaani, Polyamidi

Pituus: 10 metriä venyttämätön

Sailab koodi – BE13006

Tuotenro Valkaisuamaton	Tuotenro Valkaistu	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050901	6050931	A=4 cm, pienet käsivarret ja jalat	1	28
6050902	6050932	B=6,25 cm, pienet kädet	1	34
6050903	6050933	C=6,75 cm, kädet, kapeat käsivarret, lasten jalat,	1	28
6050904	6050934	D=7,5 cm, jalat	1	28
6050905	6050935	E=8,75 cm, jalat, polvet	1	26
6050906	6050936	F=10 cm, reidet	1	22
6050907	6050937	G=12 cm, voimakkaat reidet	1	20
6050912	6050942	H=14 cm, voimakkaat reidet, pienet vartalot	1	16
6050908	6050938	J=18 cm, pienet vartalot	1	8
6050909	6050939	K=22 cm, vartalot	1	8
6050910	6050940	L=32,5 cm, kookkaat vartalot	1	6
6050911	6050941	M=36 cm, suuret vartalot	1	6

Os.pakk = pienin toim.erä

DANAGRIP – Bambu

 Bambu, Elastaani, Polyamidi
 Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

DANAGRIP – Viskoosi

 Viskoosi, Elastaani, Polyamidi
 Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

Sailab koodi – BE13006

Tuoteno Bambu	Tuoteno Viskoosi	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050951	6050971	A = 4 cm, pienet käsivarret ja jalat	1	28
6050952	6050972	B = 6,25 cm, pienet kädet	1	34
6050953	6050973	C = 6,75 cm, kädet, kapeat käsivarret, lasten jalat,	1	28
6050954	6050974	D = 7,5 cm, jalat	1	28
6050955	6050975	E = 8,75 cm, jalat, polvet	1	26
6050956	6050976	F = 10 cm, reidet	1	22
6050957	6050977	G = 12 cm, voimakkaat reidet	1	20
6050962	6050982	H = 14 cm, voimakkaat reidet, pienet vartalot	1	16
6050958	6050978	J = 18 cm, pienet vartalot	1	8
6050959	6050979	K = 22 cm, vartalot	1	8
6050960	6050980	L = 32,5 cm, kookkaat vartalot	1	6
6050961	6050981	M = 36 cm, suuret vartalot	1	6

Made in Denmark

Bambu on ympäristöystävällinen vaihtoehto puuvillalle. Tuote on hyvin mukava ja miellyttävä ihoa vasten ja on erityisen hyvä vaihtoehto esimerkiksi lämpimille ja hikoileville potilaille.

Os.pakk = pienin toim.erä