



Käyttöaihe:  
Haavasiteiden tai kipsi- siteiden  
kinnittämiseen. Käytetään vain  
vahingoittumattomalle iholle.

## Lateksiton Itsekiinnittyvät siteet

MEDIPLAST tarjoaa lateksittomia itseensäkiinnittyviä siteitä. DANAMULL HAFT LF, saatavana valkoisena, sinisenä ja punainen. Siteet kiinnittyvät itseensä, mutta eivät ihoon ja ne ovat hyvin ilmaa läpäiseviä.

### DANAMULL HAFT LF - VALKOINEN

Kaksoiskudottu

Elastisuus: 80 - 100%

Puuvilla, Polyamidi, Viskoosi

Pituus: venytetty pituus

Sailab koodi – BE14001

### SIDE ON LATEKSITON

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6051116	4 cm x 4 m	Valkoinen	1	84
6051117	6 cm x 4 m	Valkoinen	1	54
6051118	8 cm x 4 m	Valkoinen	1	48
6051119	10 cm x 4 m	Valkoinen	1	36
6051120	12 cm x 4 m	Valkoinen	1	26

6051106	4 cm x 20 m	Valkoinen	1	22
6051107	6 cm x 20 m	Valkoinen	1	16
6051108	8 cm x 20 m	Valkoinen	1	12
6051109	10 cm x 20 m	Valkoinen	1	10
6051110	12 cm x 20 m	Valkoinen	1	8

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä

## DANAMULL HAFT LF – SININEN ja PUNAINEN

Kaksoiskudottu

Elastisuus: 80 - 100%

Puuvilla, Polyamidi, Viskoosi

Pituus: venytetty pituus

Sailab koodi – BE14001

## SIDE ON LATEKSITON

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6051117B	6 cm x 4 m	Sininen	1	54
6051118B	8 cm x 4 m	Sininen	1	48
6051119B	10 cm x 4 m	Sininen	1	36
6051117R	6 cm x 4 m	Punainen	1	54
6051118R	8 cm x 4 m	Punainen	1	48
6051119R	10 cm x 4 m	Punainen	1	36

6051107B	6 cm x 20 m	Sininen	1	16
6051108B	8 cm x 20 m	Sininen	1	12
6051109B	10 cm x 20 m	Sininen	1	10
6051107R	6 cm x 20 m	Punainen	1	16
6051108R	8 cm x 20 m	Punainen	1	12
6051109R	10 cm x 20 m	Punainen	1	10

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä