

Infuusioletku virtauksen säätimellä



- Virtauksen säädin estää liian nopean infuusion
- Regulaattori voidaan säätää 10ml välein välillä 10-325ml/h
- Silikonoimaton pistinkärki turvalliseen yhdistämiseen infuusiopusseihin/ -pulloihin
- 15 µm nestesuodatin ja 0,2 µm ilmasuodatin
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttöä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Air-Guard-suoja estää ilman pääsyn letkuun infuusionesteen loputtua
- MR-yhteensopiva

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500156F	Infuusioletku 180 cm, ilmausläppä virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500156FV	Infuusioletku 180 cm, ilmausläppä virtauksen säätimellä ja takaiskuventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500156F	Infuusioletku 180 cm, ilmausläppä virtauksen säätimellä ja ilmasuojalla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500161F	Infuusioletku 320 cm, ilmausläppä virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*

Materiaali:
 Letku: TPE
 Tippakammio: SB
 Pistinkärki: ABS
 Ilmasuodatin: PP

Nestesuodatin: PA
 Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE
 Puristin: PP
 Takaiskuventtiili: MABS/silikoni
 Virtauksen säädin: PC/POM

Sterilointi: EO
 Infuusioletku 20 drp aqua dest = 1 ml
 Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu
 repäisypakkaukseen
 * = pienen tilausmäärä