



Injektioneulat / vetoneulat

- Moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin
- Neuloja joissa on quicke hionta ja ohut seinämä hyvän virtauksen takaamiseksi
- Läpinäkyvä ja värikoodattu luer-lock helppoon tunnistamiseen
- Suojus polypropyleeni
- Kertakäyttöinen, yksittäispakattu steriili repäisy pakkaus
- Materiaali: PP/PE/Lääketieteellisesti ruostumatonta terästä
- Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com

Tuotenro	mm	G	Kulma	Os./Kulj.pakk
6063560080	0,8 x 80	21	vihreä	100/10.000
6063560205	2,1 x 80	14	vihreä	100/10.000
6062640440 (dental)	0,4 x 40	27	harmaa	100/10.000

Os.pakk = pienin toim.erä