


Infuusioletkut

- Valikoimassa eri mittaisia letkuja 180–320 cm
- Ilmanottoaukolla tai ilman
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Rullasulkijalla on mahdollista säätää tarkka ja turvallinen tiputusnopeus
- Silikonoimaton pistinkärki turvalliseen yhdistämiseen infuusiopusseihin/ -pulloihin
- Nestesuodatin ja ilmasuodatin
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttöä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Saatavana 3-tiehanalla, takaiskuventtiilillä ja/tai neulattomalla liittimellä
- Ilmasuoja estää ilman pääsyn letkuun infuusionesteen loputtua
- Virtauksen säädin tarkkaan virtaukseen
- MR-yhteensopiva



Infuusioletkut ilman ilmanottoaukkoa

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500152	Infuusioletku 180 cm ilman ilmanottoaukkoa	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500152W	Infuusioletku 180 cm ilman ilmanottoaukkoa	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500150T	Infuusioletku 180 cm ilman ilmanottoaukkoa	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60MR60500182	Infuusioletku 220 cm ilman ilmanottoaukkoa	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500160	Infuusioletku 320 cm ilman ilmanottoaukkoa	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500151T	Infuusioletku 320 cm ilman ilmanottoaukkoa	DEHP-vapaa PVC	10/100*

Infuusioletkut ilmanottoaukolla

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500156	Infuusioletku 180 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500153	Infuusioletku 180 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500154T	Infuusioletku 180 cm ilmanottoaukolla	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL60500154	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500153K	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, y-liitin neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500153KV	Infuusioletku 180+12 cm, ilmanottoaukolla, neulattomalla liittimellä ja virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500156C	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, suljetulla uros-luer-sovitteella ja täyttötulpalla	PVC-vapaa	50/50*
60MR60500186	Infuusioletku 220 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500186	Infuusioletku 250 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500161	Infuusioletku 320 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500162	Infuusioletku 320 cm ilmanottoaukolla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500155T	Infuusioletku 320 cm ilmanottoaukolla	DEHP-vapaa PVC	10/100*

Infuusioletkut ilman ilmanottoaukkoa, 3-tiehanalla** ja jatkoletkulla

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500157	Infuusioletku 180 cm, ilman ilmanottoaukkoa, 3-tiehanalla + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500141T	Infuusioletku 180 cm, ilman ilmanottoaukkoa, 3-tiehanalla + 15 cm jatkoletku	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60MR60500183	Infuusioletku 220 cm, ilman ilmanottoaukkoa, 3-tiehanalla + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*

Infuusioletkut sis. ilmanottoaukon, 3-tiehanan ja jatkoletkun

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500138	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500139	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500137	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500140T	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60MR60500146	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, takaiskuventtiili, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500148W	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, takaiskuventtiili, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500148P	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, takaiskuventtiili, 3-tiehana neulattomalla liittimellä + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500140SG	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 2 kpl 3-tiehanoja + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*
60MR60500140SU	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, 2 kpl 3-tiehanoja + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*
60MR60500187	Infuusioletku 220 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500145	Infuusioletku 320 cm, ilmanottoaukolla, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500147	Infuusioletku 320 cm, ilmanottoaukolla, takaiskuventtiili, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*

Infuusioletkut virtauksen säätimellä, ilmausläpällä

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500156F	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500156FV	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko virtauksen säätimellä ja takaiskuventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500156F	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko virtauksen säätimellä ja ilmausuojalla	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500161F	Infuusioletku 320 cm, ilmanottoaukko virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*

Infuusioletkut Air-Guard-suojalla, ilmausläpällä

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL60500153	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko Air-Guard-suojalla	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500155AG	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko Air-Guard-suojalla ja takaiskuventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500156F	Infuusioletku 180 cm, ilmanottoaukko Air-Guard-suojalla ja virtauksen säätimellä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500186AG	Infuusioletku 250 cm, ilmanottoaukko Air-Guard-suojalla	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500162AG	Infuusioletku 320 cm, ilmanottoaukko Air-Guard-suojalla	PVC-vapaa	10/100*

Materiaali: Letku: PVC DEHP-VAPAA/TPE Tippakammio: SB/TPE Pistinkärki: ABS Ilmasuodatin: PP 0,2 tai 0,8 µm Nestesuodatin: PA 15 µm Rullasulkija: ABS/PS Puristin: PP	Täyttötulppa/virtauksenpysäytys: ABS/PE Takaiskuventtiili: SAN/MABS/silikoni Virtauksen säädin: PC/POM Liitin/luer-liitin: ABS 3-tiehana: PC/HDPE Neulaton liitin: PC/silikoni Suljettu uros-luer-sovite PSU/PE Hydrofobinen korkki: PP/akryyli	Sterilointi: EO Infuusioletku 20 drp aqua dest = 1 ml Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisyppakkaukseen * = pienin tilausmäärä Täyttövolyymi: 0,07 ml/cm Ø 2,9 mm **verta-, lääkkeitä ja lipidejä kestävä, 72 h
---	--	--