



# Letkuliittimet – kertakäyttöiset


- Hengitysletkustoihin
- Kertakäyttöiset hengitysletkuston ja potilaan väliset liitännäkappaleet
- Portilliset kaksoisnivelletyt liitännäkappaleet imukatetreille ja tarkkailuun, "sealaround" -portti.
- Venytettävät letkut voidaan asettaa eri asentoihin ja eripituisiksi
- Tehdaspuhdas

## Liitännäkappale


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014232	Nivelletty 3 mm:n imuportilla ja bronkoskopiaportilla. 22 ulkohalk. / 15 sisähalk.:15 ulkohalk., 8,5 mm mittausportti	50/100	
Materiaali: Liitin: PP – O-rengas: Silikoni – Tulppa: TC			


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014227	Kiinteä kulmaliitäntä ilman mittausporttia 22 ulkohalk. / 15 sisähalk., 15 ulkohalk.	50/100	
Materiaali: Liitäntä: PP			


## Joustava jatkoletku


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014234	Suora, 18 cm, 15 ulkohalk.; 15 sisähalk./ 22 ulkohalk. kuollut tila 30 ml	50/100	
Materiaali: Letku: PE+EVA – Liittimet: PCL/K-harts			


Os.pakk. = pienin toim.erä

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014235	Venyttävä, suora, 13–18 cm, 22 ulkohalk./ 15 sisähalk.; 22 sisähalk. Kuollut tila 48 ml	100/100	
Materiaali: Letku: PE – Liitin: K-harts			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014236	Venyttävä, 13–18 cm, nivelletyllä liitântäkappaleella ja imuportilla, 22 ulkohalk./ 15 sisähalk.; 15 ulkohalk. Kuollut tila 53 ml	50/100	
Materiaali: Letku: PP+EVA – Liittimet: PP/PCL – Tulppa: TC – O-rengas: Silikoni			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014237	Venyttävä, 13–18 cm, nivelletyllä liitântäkappaleella ja imuportilla, 22 ulkohalk./ 15 sisähalk.; 15 ulkohalk. Kuollut tila 49 ml	50/100	
Materiaali: Letku: PP – Liittimet: PP/PE – Tulppa: TC – O-rengas: Silikoni			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014238	Suora, 18 cm, nivelletyllä liitântäkappaleella ja imuportilla, 22 ulkohalk./ 15 sisähalk.; 22 sisähalk. Kuollut tila 56 ml	50/100	
Materiaali: Letku: PP+EVA – Liittimet: PP/PE – Tulppa: TC – O-rengas: Silikoni			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014239	Suora, 18 cm, nivelletyllä liitännällä 22 ulkohalk./ 15 sisähalk., 15 ulkohalk. Kuollut tila 31 ml	50/100	
Materiaali: Letku: PP+EVA – Liittimet: PP/PCL – Tulppa: TC – O-rengas: Silikoni			

Os.pakk. = pienin toim.erä