


# Sekoituskanyyli



- Lääkkeiden, nesteiden ja toksisten aineiden sekoittamiseen ja annosteluun
- Suljettu järjestelmä eliminoi läikkymisriskin valmistelun aikana
- Helpottaa lääkkeiden valmistelua ja aspiraatiota
- 3 µm ilmasuodatin (mikäli sis. ilmanottoaukon)
- Sekoituskanyyli kaikäntyyppiin infuusio-/lisäainepulloihin

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL80702A	Sekoituskanyyli, neulaton liitin	PVC-vapaa	30*/450
60SRL40702AP	Sekoituskanyyli, 3 cm letku, 3,2 x 4,3 mm (SH x UH), ilmanottoaukko, neulattomalla liittimellä	DEHP-vapaa PVC	30*/450
60SRL40702AV	Sekoituskanyyli, 3 cm letku, 3,2 x 4,3 mm (SH x UH), ilmanottoaukko, neulattomalla liittimellä ja takaiskuventtiilillä	DEHP-vapaa PVC	30*/450
60MP04000380	Sekoituskanyyli	PVC-vapaa	30*/450
60SRL40003P	Sekoituskanyyli, 80 cm letku 2,9 x 4,1 mm (SH x UH) ja rullasulkija	DEHP-vapaa PVC	10*/100
60SRL40002P	Sekoituskanyyli, 170 cm letku, 4,8 x 6,8 mm (SH x UH)	DEHP-free PVC	50*/50

Materiaali: Sekoituskanyyli: ABS Suojatulppa: PE Ilmasuodatin: PP Liitin: ABS	Neulaton liitin: PC/silikoni Letku: DEHP-vapaa PVC Takaiskuventtiili: SAN/silikoni Rullasulkija: ABS/PS	Sterilointi: EO Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisypakkaukseen * = pienin tilausmäärä
---	--	---